

# BD™ insulinsprøjte med/uden sikkerhedsmekanisme



- Latexfri emballage fjerner risikoen for overfølsomhedsreaktioner
- Graveret skalatryk for præcis og sikker dosering
- Alle insulinsprøjter har fast kanyle for større sikkerhed og mindre affald
- Komplet sortiment af insulinsprøjter
- Nu også med sikkerhedskanyle, der mindsker risikoen for stikskader



## BD Micro-Fine+™ insulinsprøjte med fast kanyle

Sprøjte volumen ml/enhed	Sprøjte graduering ml	Kanylestørrelse G × tommer	Kanylestørrelse udv.Ø × længde mm	Inder/trsp.- emb.	Art.nr.
0,3/30	0,005	30G × 5/16	0,30 × 8	100 (10 poser a 10)/500	324826
0,5/50	0,005	30G × 5/16	0,30 × 8	100 (10 poser a 10)/500	324825
0,5/50	0,005	29G × 1/2	0,33 × 12,7	100 (10 poser a 10)/500	324824
1,0/100	0,02	29G × 1/2	0,33 × 12,7	100 (10 poser a 10)/500	324827



## BD SafetyGlide™ TNT, insulinsprøjte med sikkerhedskanyle

Sprøjte volumen ml	Sprøjte graduering ml	Kanylestørrelse G × tommer	Kanylestørrelse udv.Ø × længde mm	Kanylens væg	Inder/trsp.- emb.	Art.nr.
0,3	0,01	31G × 5/16	0,25 × 8	tynd	100/400	305937
0,5	0,01	30G × 5/16	0,30 × 8	tynd	100/400	305934
0,5	0,01	29G × 1/2	0,33 × 13	normal	100/400	305932
1,0	0,01	29G × 1/2	0,33 × 13	normal	100/400	305930

### Materialeindhold

Sprøjte:  
Cylinder og stempelstang: polypropylen  
Pakning: Syntetisk polyisopren (latexfri)  
Kanyle: Rustfrit stål (AISI 304)  
Beskyttelseshætte: polyethylen  
Lim: Epoxyresin  
Overfladebehandling: Siliconeolie

### Emballagemateriale

polyethylen  
Karton  
Bølgepap



### Steriliseringsmetode

Gammastråling



5 år

### CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF (klasse IIa)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Helping all people  
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark  
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.  
2620 Albertslund  
Tlf.: 43 43 45 66  
www.bd.com